4. HODNOCENÍ RELATIVNÍ EXPRESE JABLEČNÉHO IZOALERGENU Mal d 1.01

Cíl úlohy

Mezi nejvýznamnější jablečné izoalergeny patří protein kódovaný genem *Mal d 1.01*, k jehož expresi dochází zejména ve slupce plodů. Míra exprese se zvyšuje s vzrůstajícím měknutím plodů, otlačení dužniny nebo napadením plodů patogeny. Cílem úlohy je stanovit relativní expresi tohoto izoalergenu na základě hodnoty ratia $\Delta\Delta$ Ct u dvou skupin vzorků odrůdy Jonagold z obchodních řetězců. Jedná se o vzorky s pevnými neotlačenými plody a o vzorky s extrémně otlačenými plody s měkkou dužninou. Jako referenční odrůda byla použita odrůda Jonagold z VŠÚO Holovousy s.r.o. analyzovaná okamžitě po sklizni. Analyzovaná cDNA byla získána z mRNA extrahované ze slupky plodů. Pro amplifikaci byl použit publikovaný primerový pár a vlastní analýzy qRT-PCR vycházela z použití barviva EvaGreen. Jako referenční gen byl použit gen kódující aktin. Cílem úlohy je vyhodnotit hrubá výsledková data qRT-PCR - hodnoty Ct u sledovaného izoalergenu a aktinu. Hodnota ratia $\Delta\Delta$ Ct udává relativní míru exprese (%) a je definována jako 2^{- $\Delta\Delta$ Ct}. Většina komerčních programů vyhodnocujících relativní exprese genů u dvou skupin vzorků, ale zejména vyhodnotit a popsat algoritmus vlastního výpočtu. Proto byla připravena výpočtová tabulka, ze které studenti samostatně popíší, jak je hodnota ratia $\Delta\Delta$ Ct kalkulována.

Vstupní data

Hodnoty Ct izoalergenu *Mal d 1.01* a aktinu

Potřebné bioinformatické nástroje

- MS Excel a připravená výpočtová tabulka
- Dell Statistica v.13 (Dell Inc. 2015)

Návod na řešení úlohy

1. V programu MS Excel otevřete soubor se vstupními daty, ve kterém jsou uvedeny hodnoty Ct pro referenční odrůdu Jonagold z VŠÚO Holovousy s.r.o. a 20 hodnocených vzorků plodů téže odrůdy z obchodních řetězců s variabilní kvalitou plodů.

. 5	- ¢ - +					Relativní exprese - v	tupní data - Excel			
Soubor Do	mů Vložení Rozlože	ní stránky Vzorce	Data Revize Zobrazen							
Vložit Vložit Schráni	rovat formát	▼ 11 ▼ A* A* ▼ ⊞ ▼ ☆ ▼ A ▼ Písmo 5	Zarovná	amovat text Obecný • učit a zarovnat na střed • 🕞 • % 000 (*0.0 * 0.0	Formátova jako tabulki	Normální Neutrální t Poznámka Propojená b	Správně Špatn Text upozor Vstup Styly	e Kontrolní bu Výpočet	Vložit Odstra	y Úvplnit - Sefadit a Najít a filtrovat - vybrat - Úpravy
A1	• : × 🗸	<i>f</i> x Vzorek								
A	В	С	D	E	F	G	н	1	J	K
1 Vzorek	Technický replikát	ct Mal d 1.01	ct Aktin	Kvalita plodu		Refernční odrůda	Technický replikát	ct Mal d 1.01	ct Aktin	Kvalita plodu
2 JG1	1	17,125	25,17	Neomačkaný plod s pevnou dužninou		JG Holovousy	1	18,224	24,2	Neomačkaný plod okamžitě po sklizni
3 JG1	2	17,203	25,159	Neomačkaný plod s pevnou dužninou		JG Holovousy	2	18,239	24,209	Neomačkaný plod okamžitě po sklizni
4 JG1	3	17,302	25,193	Neomačkaný plod s pevnou dužninou		JG Holovousy	3	18,227	24,215	Neomačkaný plod okamžitě po sklizni
5 JG2	1	17,201	25,061	Neomačkaný plod s pevnou dužninou						
6 JG2	2	17,303	25,101	Neomačkaný plod s pevnou dužninou						
7 JG2	3	17,311	25,047	Neomačkaný plod s pevnou dužninou						
8 JG3	1	17,658	25,683	Neomačkaný plod s pevnou dužninou						
9 JG3	2	17,599	25,402	Neomačkaný plod s pevnou dužninou						
10 JG3	3	17,801	25,601	Neomačkaný plod s pevnou dužninou						
11 JG4	1	17,545	25,433	Neomačkaný plod s pevnou dužninou						
12 JG4	2	17,608	25,405	Neomačkaný plod s pevnou dužninou						
13 JG4	3	17,966	25,426	Neomačkaný plod s pevnou dužninou						
14 JG5	1	18,088	26,012	Neomačkaný plod s pevnou dužninou						
15 JG5	2	18,125	26,102	Neomačkaný plod s pevnou dužninou						
16 JG5	3	18,106	26,074	Neomačkaný plod s pevnou dužninou						
17 JG6	1	16,952	24,621	Neomačkaný plod s pevnou dužninou						
18 JG6	2	16,981	24,512	Neomačkaný plod s pevnou dužninou						
19 JG6	3	17,005	24,784	Neomačkaný plod s pevnou dužninou						
20 JG7	1	18,254	26,108	Neomackany plod s pevnou dužninou						
21 JG7	2	18,356	26,058	Neomačkaný plod s pevnou dužninou						
22 JG7	3	18,501	26,291	Neomačkaný plod s pevnou dužninou						

2. V programu MS Excel si otevřete soubor s prázdnou výpočtovou tabulkou. Soubor si uložte jako kopii původního souboru s názvem prvního analyzovaného vzorku (JG1). Oblast vyznačená žlutou barvou představuje oblast, kde jsou naprogramovány jednotlivé kroky výpočtu ratia ΔΔCt. V této oblasti nesmíte buňky mazat ani přepisovat. Oranžovou barvou je vyznačena oblast s hlavními výsledky. Řádek s vypočítanou hodnotou ratia ΔΔCt je vyznačen červeně. Tyto buňky nesmíte rovněž mazat ani přepisovat. Pro vkládání výsledků slouží buňky vyznačené zelenou a modrou barvou.

	n 5. č							Prázdná výpo	čtová tabulka - Excel				-	a .	<u>~</u> (7
So	oubor Domů Vložení Rozložení stránky Vzor	ce Data Revize Zobrazení	♀ Řekněte mi, co ch	icete udělat									L. L.		$ \rightarrow $
	Calibri - 11 - A	= = ≫ ₽Zalamo	ovat text	Obecný	-		Normální	Neutrálr	ní Správně	Špatně	Kontrolní bu	🖶 💌 👕	Σ Automatické sl	$\operatorname{rmuti} = \frac{A}{7} \nabla$	
VI	Džit B / U - A		a zarovnat na střed v	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.º0 Podmíněné F	Formátovat	Poznámka	Propoje	ná b Text upozo	r Vstup	Výpočet	Vložit Odstranit Forma	it 🖉 Vyplnit -	Seřadit a Najít a	
	🗸 ؇ Kopírovat formát		a zarovnat na streu	,00.000 ,000 .	formátování → ja	ko tabulku *	- Oznamka	mopoje	Text uporo		- i potet	· · ·	Vymazat *	filtrovat • vybrat •	
_	Schránka 🕞 Písmo	5 Zarovnání	r	Číslo	15				Styly			Buňky		Úpravy	
G	41 · : $\times \checkmark f_x$														
	А	В	с	D	E	F		G	н	1	L L	к	L	м	N
1	Refernční odrůda	Ct Mald	AVER Ct Mald	SD Mald	Vk% Mald	Ct AC	tin AVER	Ct ACtin	SD Ct ACtin	Vk% Ct ACtin	dílčí 1. delty	AVER 1. delta	SD 1. delta	Vk% 1. delta	Min 1.delta
2	JG Holovousy		<mark>#####################################</mark>		#DĚLENÍ_NULOU!		#DĚLEN	IÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	0	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!	0
3											0				
4			J								0				
5											0				
7											0				
8											0				
9											0				
10		Ct Mald				Ct AC	tin				0				
11	Testovaný vzorek		<mark>***********************</mark>	" #################	#DĚLENÍ_NULOU!		#DĚLEN	IÍ_NULOU! '	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	0	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!	0
12	2										0				
13											0				
14											0				
12											0				
17											0				
18											0				
19											0				
20															
21															
22	Referenční odrůda	Golden Delicous Holovousy													
23	Ratio delta Ct - průměr	1													
25	Ratio delta Ct - variační koeficient (%)	0													
26	5														
27	Ratio delta delta Ct - průměr	100													
28	Ratio delta delta Ct - variační koeficient (%)	0													
29	9														
30															
31	Testevenévezek														
32	Mald 1 01														
34	Ratio delta Ct - průměr	1													
35	Ratio delta Ct - variační koeficient (%)	0													
36	5														
37	Ratio delta delta Ct - průměr	100													
38	Ratio delta delta Ct - variační koeficient (%)	0													
30	3														

3. Do zeleně vyznačených buněk vložte hodnoty Ct pro referenční odrůdy a do modře vybarvených polí vložte Ct hodnoty analyzovaného vzorku. Pro hodnocení všech dvaceti vzorů byla použita shodná referenční odrůda. Proto jednotlivé soubory pro hodnocení vzorků 1-20 budou mít Ct hodnoty referenční odrůdy shodné. Lišit se budou Ct hodnotami vkládanými do modrých buněk. Vypočítanou průměrnou hodnotu ratia ΔΔCt (červené buňky) si zkopírujte do nového souboru MS Excel a označte jej patřičným vzorkem. Tento výsledkový soubor si uložte. Do něj budete vkládat výsledky analýz zbývajících 20 vzorků a data použijete pro další statistickou analýzu.

日 ウ・ ペー・ Soubor Domů Vložení Rozložení	í stránky Vzorce Da	ita Revize Zobrazení	♀ Řekněte mi, co ch	icete udělat			Vzorová výpočtová tak	bulka pro vzorek JG1 - E	ixcel					\mathbb{C}	► – Vejl Pavel
Kopírovat - Vložit Schránka □ Calibri B I U - Pložit		Zalamor Zarovnání	vat text a zarovnat na střed – r	Obecný ♀ % ∞ \$.00 číslo		Formátovat jako tabulku	nální Neutráln ámka Propojen	í Správně ná b Text upozot Styly	Špatně r Vstup	Kontrolní bu Výpočet	Vložit Odstranit Form Buňky	∑ Automatické sl ↓ Vyplnit ~ & Vymazat ~	hrnutí - Art Porton Seřadit a Najít a filtrovat - vybrat - Úpravy		
G57 • $\therefore \sqrt{f_x}$	c .														
A		B	C	D	E	CL A CUL	G	H		J	K	L	M	N	0
I Referencial odrida 2 JG Holovousy 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 JG1 13 - 16 - 17 16 19 -		Ct Mald 18,224 18,239 18,227 Ct Mald 17,125 17,203 17,302	17,21	50 Maid 0,007937254 0,088707384	VK% Maid 0,043539517 0,51544093	Ct ACtin 24,2 24,209 24,215 Ct ACtin 25,17 25,159 25,193	25,174	SD Ct ACtin 0,007549834 0,017349352	VK% CLACUN 0,031187353 0,068917739	dilci 1. delty -5,976 -5,985 -5,991 -5,976 -5,976 -5,973 -5,982 -5,988 -8,045 -8,045 -8,045 -8,045 -8,068 -7,956 -7,959 -7,868 -7,857 -7,881	AVER 1. delta -5,978 -7,964	5D 1. delta 0,009486833 0,078278349	VK% 1. delta -0,158695767 -0,98290243	Min 1.delta -5,991 -8,068	Max 1. deita -5,961 -7,857
20 21															
22 Referenční odrůda	Gold	len Delicous Holovousy													
23 Mai d 1.01 24 Patio delta Ct - průměr		62 02266204													
25 Ratio delta Ct - variační koeficient	it (%)	0.656956611													
26															
27 Ratio delta delta Ct - průměr		100													
28 Ratio delta delta Ct - variační koe	eficient (%)	0													
29															
30															
32 Testovaný vzorek		161													
33 Mal d 1.01															
34 Ratio delta Ct - průměr		250.0170736													
35 Ratio delta Ct - variační koeficient	it (%)	5,405118017													
36															
37 Ratio delta delta Ct - průměr		396,6620985													
38 Ratio delta delta Ct - variační koe	eficient (%)	5,207004001													
39															

4. Nyní se zaměřte na žlutě vybarvené buňky, ve kterých je zaznamenán algoritmus výpočtu ratia ΔΔCt. Algoritmus vyjadřuje matematické propojení jednotlivých mezivýsledků, které jsou ve žluté oblasti rovněž uvedené. Symbol SD je použit pro výpočet směrodatné odchylky výběrového souboru, Vk pro variační koeficient. Zkratky Min a Max jsou použity pro označení minimálních a maximálních hodnot jednotlivých mezivýsledků. Vlastní algoritmus pracuje na principu jednoduchých matematických operací s vybranými buňkami nebo skupinami buněk, které jsou patrné z popisu obsahu buněk. Nyní se pokuste matematicky popsat celý algoritmus výpočtu hodnoty ratia ΔΔCt. Na následujícím obrázku je demonstrována část výpočtové tabulky s konkrétním obsahem vybrané buňky.

6	5 • ੋ -	÷								Vzorová výp	očtová tabul	a pro vzorel	k JG1 - Excel						
Sou	ubor Domů Vlože	ní Rozložení stránky	Vzorce Data Revi	ize Zobrazení Řekn															
Vlož	¥ Xyjmout B Kopírovat → Žit Xopírovat formát	Calibri • 11 B <i>I</i> <u>U</u> • •		 ở - ở Zalamovat text i ⇒ Sloučit a zarovn 	Obecný at na střed - 😭 - % 🚥	← 0 .00	≠ Pěné Formátovat	Normální Poznámka	Neutrální Propojená b	Správně Text upozor	Špatně Vstup	Ko Vý	ontrolní bu <mark>ipočet</mark>	↑ ₹	ložit Odstrar	hit Formát	∑ Automati ↓ Vyplnit •	cké shrnutí v	Seřadit a
	Schránka	Písmo	15	Zarovnání	rs Číslo	rs ionnato	fann jako tabaika		Styl	у					Buňky			Úpravy	/
P2	• E)	× √ <i>fx</i> =P	OWER(2;-1*J2)																
	L	м	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	v	w	х	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	SD 1. delta 0,009486833 0,078278349	VK% 1. delta -0,158695767 -0,98290243	Min 1.delta -5,991 -8,068	Max 1. delta -5,961 -7,857	Dilčí Ratia 62,94413274 63,33802601 63,60198997 62,29307995 62,68289905 62,94413274 62,81338009 63,20645513 63,46987077 264,1108939 262,1048065 268,3551937 250,2107562 248,310249 254,2316788 233,6167651 231,8422997 237,3710199	AVER Ratio 63,03266294 250,0170736	SD Ratio 0,414097246 13,51371789	Vk% Ratio 0,656956611 5,405118017	Min Ratio 62,29307995 231,8422997	MaxRatio 63,60198997 268,3551937	dd1 0,009 0,015 -0,015 -0,006 0 -0,003 0,006 0,012 -2,069 -2,064 -2,084 -2,084 -2,075 -2,069 -2,069 -2,069 -2,069 -2,063 -2,057	dd2 -0,009 0 0,006 -0,024 -0,015 -0,003 0,003 -2,054 -2,043 -2,054 -2,054 -2,051 -2,051 -2,052 -2,046	dd3 -0,015 -0,006 -0,03 -0,021 -0,015 -0,018 -0,009 -0,003 -2,092 -2,093 -2,093 -2,098 -2,092 -2,095 -2,086 -2,08	dd4 0,015 0,024 0,03 0,009 0,015 0,012 0,021 -1,991 -1,982 -1,976 -2,006 -1,997 -1,991 -1,994 -1,985 -1,979	dd5 0,005 0,021 -0,009 0 0,006 0,003 0,012 0,018 -1,98 -1,985 -1,985 -1,985 -1,983 -1,974 -1,968	dd6 0 0,009 0,015 -0,015 -0,006 0 0,012 -2,014 -2,005 -1,999 -2,029 -2,014 -2,017 -2,008 -2,012	dd7 0,003 0,012 0,018 -0,012 0,003 0 0,003 0,003 0,005 -1,892 -1,883 -1,877 -1,907 -1,898 -1,895 -1,886 -1,885	dd8 -0,006 0,009 -0,021 -0,012 -0,006 -0,009 0 0,006 -1,881 -1,872 -1,866 -1,887 -1,884 -1,884 -1,875 -1,869	dd9 -0,012 0,003 -0,027 -0,018 -0,015 -0,015 -0,016 0 -1,915 -1,990 -1,93 -1,921 -1,915 -1,915 -1,909 -1,903
21 22 23																			

5. V závěrečném kroku analýzy si otevřete soubor MS Excel, který jste si samostatně vytvořili a do kterého jste ukládali výsledky jednotlivých analýz tj hodnoty ratia ΔΔCt. Soubor obsahuje tabulku tvořenou dvaceti řádky. Každý řádek obsahuje číslo vzorku (JG1 – JG20), hodnotu ratia ΔΔCt a kvalitu plodů (2 kategorie). Vaším úkolem je zvolit vhodnou statistickou metodu v programu Dell Statistica v.13, který umožní vyhodnotit, zdali existují statisticky významné rozdíly v průměrné hodnotě ratia ΔΔCt mezi skupinou vzorků s pevnými neotlačenými plody a skupinou vzorků s extrémně otlačenými měkkými plody. Nápovědou pro volbu statistické analýzy vám může být následující obrázek.

A 🛛 🤊 ୯ 🖓 I	🖶 💽 🗢									STATISTICA Cz - Tabulk	a1	
Soubor Domů	Upravit Zobra:	zit Formát S	Statistiky	Data mining	Grafy Nást	roje Da	ata					
Základní Vícenásobná statistiky regrese	ANOVA Neparametr statistiky Základ	ické Prokládání Rozo rozdělení sim	لي dělení a nulace	Pokročilé modely Vícerozm. anal. - Analýza síly testu Pokročilé/Vír	 Reuron. s PLS, PCA, s PLS PCA, s VEPAC Cerozměrné 	itě 🔜 Di 👬 Mi	agramy řízení I ultivariate edictive Průmy	kvality - 🚡 An: 🖧 DO 🎉 Six rslová statistika	alýza procesu)E Sigma -	I STATISTICA VB I Dávk. analýza (dle skup I Kalkulátory ▼ Nástroje	in) Statistiky bloku dat •	
	Data: Tabulka 1 (10 Pr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <	s krát 10ř)	3 Prom3	4 Prom4	5 Prom5	6 Prom6	7 Prom7	8 Prom8	9 Prom9 Základní v Základní v Zák	10 23 Prom10 i statistiky a tabulky: Tabulka jsledky ind statistiky ard statistiky adań matice , nezávislé, dle proměn. , závislé vzorky , samost. vzorek lad & jednofakt. ANOVA lad i ky četnost í ngenční tabulky iky vícenásob. odpovědí rrozdílů: r, %, průměry děpodobnostní kalkulátor	1 ? × The store of the store	